

Produkt No. 200717	Navn Føringsvæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 1(4)
------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

UTGAVE	DATO	ERSTATTER	HVA ER ENDRET
REV A	21 AUG 2007	INGEN	FØRSTE UTGAVE PÅ NORSK

1 - Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Handelsnavn: Føringsvæske, konsentrert
Produkt nr: 200717

Leverandør:
BioDETECT AS
Olaf Helsetsvei 5
0694 Oslo
Norge
Telefon: 22628152

Nødtelefon Giftinformasjonssentralen 22591300

2 - Opplysninger om kjemisk sammensetning

Handelsnavn Føringsvæske, konsentrert	CAS nr. Ingen	EC nr. Ingen	Annex I Indeks nr. Ingen
------------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------------------

Innholdsstoffer	Navn	Prosent	CAS nr.	EC nr.	Annex I Indeks nr.
	-POLYOXYETHYLENESORBITAN	≤10,0	9005-64-5	500-018-3	Ingen
	MONOLAURATE Tween 20				
	-RENSSET VANN	≥90,0	Ingen	Ingen	Ingen

3 - Viktigste faremomenter

VIKTIGSTE FAREMOMENTER FOR HELSE OG MILJØ.
Dette produktet skal ikke klassifiseres i henhold til gjeldende lovgivning.

4 - Førstehjelpstiltak

INNÅNDING

Ved innånding, flytt straks den eksponerte til frisk luft.

HUDKONTAKT

Ved hudkontakt, vask straks huden med såpe og store mengder vann.

ØYEKONTAKT

Ved øyekontakt, skylld med mye vann.

SVELGING

Ved svelging, skylld munnen med vann forutsatt at den tilskadekomne ikke er bevisstløs.

5 - Tiltak ved brannslukning

BRANNSLUKNINGSMIDLER

Egnet: Vanndusj. Karbondioksid, pulver eller skum.

SPESIELLE FARER

Ingen

SPESIELT VERNEUTSTYR FOR BRANNMANNSKAP.

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
Postboks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks 22 62 81 51
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. 200717	Navn Føringsvæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 2(4)
------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

Bruk luftforsynt åndedrettsvern og verneklær for å unngå kontakt med hud og øyne.

6 - Tiltak ved utilsiktet utslipp

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONER

Unngå å puste inn damp/gass

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

La ikke produktet gå i avløpssystemet

METODER TIL OPPRYDDING OG RENGJØRING

Vask området etter at produktet er samlet opp. Samles opp i lukkede beholdere for avhending

7 - Håndtering og oppbevaring

HÅNDBTERING

Normale forhåndsregler for forebyggende brannbeskyttelse

OPPBEVARING

Forholdsregler ved lagring: Hold beholderen tett lukket.

Oppbevares på et tørt og sted.

Oppbevares ved 2-8°C.

SPESIELLE BETINGELSER:

Ingen

8 - Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier

GENERELLE HYGIENISKE RUTINER

Vask etter bruk.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Åndedrettsvern: Er ikke påkrevd.

Arbeidshansker: Vernehansker bør brukes ved forlenget eller gjentatt kontakt.

Øyevern: Kjemiske vernebriller anbefales.

9 - Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysikalsk tilstand Form/konsistens: Væske

Egenskaper	Verdi Ved temperatur eller trykk
pH	Ikke tilgjengelig
Kokepunkt	100°C
Smeltepunkt	110°C
Flammepunkt	Ikke tilgjengelig
Brennbarhet	Ikke tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	Ikke tilgjengelig
Oksiderende egenskaper	Ikke tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	Ikke tilgjengelig
Eksplasjonsgrenser	Ikke tilgjengelig
Damptrykk	Ikke tilgjengelig
Tetthet (g/m ³)	Ikke tilgjengelig
Fordelingskoeffisient	
log Kow	Ikke tilgjengelig
Viskositet	Ikke tilgjengelig
Damptetthet	Ikke tilgjengelig
Mettet dampkonsentrasjon	Ikke tilgjengelig
Fordampningshastighet	Ikke tilgjengelig

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
Postboks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks 22 62 81 51
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. 200717	Navn Føringsvæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 3(4)
------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

Bulktetthet	Ikke tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	Ikke tilgjengelig
Innhold av løsningsmiddel	Ikke tilgjengelig
Vanninnhold	>90%
Overflatespenning	Ikke tilgjengelig
Ledningsevne	Ikke tilgjengelig
Diverse data	Ikke tilgjengelig
Løselighet	oppløses i vann

10 - Stabilitet og reaktivitet

STABILITET

Stabilitetsforhold: Stabil.

Materialer som bør unngås: Sterke oksidasjonsmidler.

FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER

Farlige nedbrytningsprodukter: karbondioksid ved eventuell brann.

11 - Opplysninger om helsefare

SYMPTOMER PÅ EKSPONERING

Ingen data tilgjengelig.

OPPTAKSVEI

Hudkontakt: Kan irritere huden.

Hud absorpsjon: Kan være farlig hvis det absorberes gjennom hud.

Øyekontakt: Kan irritere øynene.

Innånding: Kan irritere slimhinner og øvre luftveier. Kan være farlig ved innånding.

Svelging: Kan være farlig ved svelging.

12 - Opplysninger om miljøfare

Ingen data tilgjengelig.

13 - Fjerning av kjemikalieavfall

AVFALLSHÅNDTERING

Overhold alle statlige, kommunale og lokale miljøbestemmelser.

14 - Opplysninger om transport

RID/ADR

Ikke farlig ved veitransport.

IMDG

Ikke farlig ved sjøtransport.

IATA

Ikke farlig ved lufttransport.

15 - Opplysninger om lover og forskrifter

Dette produktet skal ikke klassifiseres i henhold til gjeldende lovgivning.

Forsiktighet: Stoffet er ennå ikke fullstendig undersøkt.

16 - Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

GARANTI:

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
Postboks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks 22 62 81 51
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. 200717	Navn Føringsvæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 4(4)
------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

Informasjonen over antas å være korrekt, men inkluderer ikke nødvendigvis all informasjon om stoffet og skal derfor bare brukes som veiledning. BioDETECT AS skal ikke bli holdt ansvarlig for noen som helst skade som følge av håndtering eller kontakt med produktet over.

ANVENDELSE/REFERANSER

Kun til forskning og analyse. Ikke til medisinsk bruk, husholdning eller annet bruk.

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
Postboks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks 22 62 81 51
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA