

# Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. <b>200720</b>	Navn <b>Testpartikkel</b>	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev <b>A</b>	Side 1(4)
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

UTGAVE	DATO	ERSTATTER	HVA ER ENDRET
REV A	21 AUG 2007	INGEN	FØRSTE UTGAVE PÅ NORSK

## 1 - Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Handelsnavn: Testpartikkel  
Produktnr: 200720

Leverandør:  
BioDETECT AS  
Olaf Helsetsvei 5  
0694 Oslo  
Norge  
Telefon: 22628152

Nødtelefon Giftinformasjonssentralen 22591300

## 2 - Opplysninger om kjemisk sammensetning

Handelsnavn Testpartikkel	CAS nr. Ingen	EC nr. Ingen	Annex I Indeksnr. Ingen
------------------------------	------------------	-----------------	----------------------------

Innholdsstoffer Navn	Prosent	CAS nr.	EC nr.	Annex I Indeksnr.
-DYNOSEEDS, CS-5	≤1,0	9003-53-6	202-851-5	Ingen
-RENSSET VANN	≥99,0	Ingen	Ingen	Ingen

## 3 - Viktigste faremomenter

VIKTIGSTE FAREMOMENTER FOR HELSE OG MILJØ.  
Dette produktet skal ikke klassifiseres i henhold til gjeldende Lovgivning.

## 4 - Førstehjelpstiltak

**INNÅNDING**  
Ved innånding, avgir ikke gass eller lignende.  
**HUDKONTAKT**  
Ved hudkontakt, vask huden med såpe.  
**ØYEKONTAKT**  
Ved øyekontakt, skylle med mye vann.  
**SVELGING**  
Ved svelging, skylle munnen med vann. Ikke drikk.

## 5 - Tiltak ved brannslukning

**BRANNSLUKNINGSMIDLER**  
Egnet: Vandusj. Karbondioksid, pulver eller skum.  
**SPESIELLE FARER**  
Ingen  
**SPESIELT VERNEUTSTYR FOR BRANNMANNSKAP.**  
Bruk luftforsynt åndedrettsvern og verneklær for å unngå kontakt med hud og øyne.

---

### BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5  
Postboks 56 Bogerud  
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52  
Telefaks 22 62 81 51  
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>  
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Produkt No. <b>200720</b>	Navn <b>Testpartikkel</b>	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev <b>A</b>	Side 2(4)
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

## 6 - Tiltak ved utilsiktet utslipp

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONER  
Unngå å store mengder på kroppen  
SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ  
Ingen  
METODER TIL OPPRYDDING OG RENGJØRING  
Vask området.

## 7 - Håndtering og oppbevaring

HÅNDTERING  
Normale forhåndsregler for forebyggende brannbeskyttelse. Unngå kontakt med hud og øyne.

OPPBEVARING  
Forholdsregler ved lagring: Hold beholderen tett lukket.  
Oppbevares på et tørt sted.  
Oppbevares ved 2-8°C.

SPESIELLE BETINGELSER:  
Ingen

## 8 - Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier

GENERELLE HYGIENISKE RUTINER  
Vask etter bruk.  
PERSONLIG VERNEUTSTYR  
Åndedrettsvern: Er ikke påkrevd.  
Arbeidshansker: Er ikke påkrevd.  
Øyevern: vernebriller er ikke påkrevd.

## 9 - Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysikalsk tilstand Form/konsistens: Væske

Egenskaper	Verdi	Ved temperatur eller trykk
pH	Ikke tilgjengelig	
Kokepunkt	Ikke tilgjengelig	
Smeltepunkt	Ikke tilgjengelig	
Flammepunkt	Ikke tilgjengelig	
Brennbarhet	Ikke tilgjengelig	
Selvantennelsestemperatur	Ikke tilgjengelig	
Oksiderende egenskaper	Ikke tilgjengelig	
Eksplorative egenskaper	Ikke tilgjengelig	
Eksplasjonsgrenser	Ikke tilgjengelig	
Damptrykk	Ikke tilgjengelig	
Tetthet (g/m <sup>3</sup> )	Ikke tilgjengelig	
fordelingskoeffisient log Kow	Ikke tilgjengelig	
Viskositet	Ikke tilgjengelig	
Damptetthet	Ikke tilgjengelig	
Mettet dampkonsentrasjon	Ikke tilgjengelig	
Fordampningshastighet	Ikke tilgjengelig	
Bulktetthet	Ikke tilgjengelig	
Dekomponeringstemperatur	Ikke tilgjengelig	
Innhold av løsningsmiddel	Ikke tilgjengelig	
Vanninnhold	>99%	
Overflatespenning	Ikke tilgjengelig	

---

**BioDETECT AS**

Olaf Helsets vei 5  
Postboks 56 Bogerud  
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52  
Telefaks 22 62 81 51  
E-mail: mail@biodetect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>  
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

## Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. <b>200720</b>	Navn <b>Testpartikkel</b>	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev <b>A</b>	Side 3(4)
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

Ledningsevne Ikke tilgjengelig  
Diverse data Ikke tilgjengelig  
Løselighet oppløses i vann

### 10 - Stabilitet og reaktivitet

#### STABILITET

Stabilitetsforhold: Stabil.

Materialer som bør unngås: Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer, Sterke baser.

#### FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER

Ingen.

### 11 - Opplysninger om helsefare

#### SYMPTOMER PÅ EKSPONERING

Ingen data tilgjengelig.

#### OPPTAKSVEI

Hudkontakt: Ikke irriterende.

Hud absorpsjon:

Øyekontakt: Ikke irriterende.

Innånding: Ikke Irriterende.

Svelging: Bør ikke svelges.

### 12 - Opplysninger om miljøfare

Er ikke miljøfarlig.

### 13 - Fjerning av kjemikalieavfall

#### AVFALLSHÅNDTERING

Overhold alle statlige, kommunale og lokale miljøbestemmelser.

### 14 - Opplysninger om transport

#### RID/ADR

Ikke farlig ved veitransport.

#### IMDG

Ikke farlig ved sjøtransport.

#### IATA

Ikke farlig ved lufttransport.

### 15 - Opplysninger om lover og forskrifter

Dette produktet skal ikke klassifiseres i henhold til gjeldende lovgivning.

Forsiktighet: Stoffet er ennå ikke fullstendig undersøkt.

### 16 - Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

#### GARANTI:

Informasjonen over antas å være korrekt, men inkluderer ikke nødvendigvis all informasjon om stoffet og skal derfor bare brukes som veiledning.

BioDETECT AS skal ikke bli holdt ansvarlig for noen som helst skade som følge av håndtering eller kontakt med produktet over.

---

#### **BioDETECT AS**

Olaf Helsets vei 5  
Postboks 56 Bogerud  
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52  
Telefaks 22 62 81 51  
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>  
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Produkt No. <b>200720</b>	Navn <b>Testpartikkel</b>	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev <b>A</b>	Side 4(4)
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------

## ANVENDELSE/REFERANSER

Kun til forskning og analyse. Ikke til medisinsk bruk, husholdning eller annet bruk.

---

### **BioDETECT AS**

Olaf Helsets vei 5  
Postboks 56 Bogerud  
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52  
Telefaks 22 62 81 51  
E-mail: [mail@biodtect.no](mailto:mail@biodtect.no)

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>  
Foretaks nr: 984 073 305 MVA