

Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. 200719	Name Rensevæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 1(4)
------------------------------	--	------------------------------	-----------------	-----------

UTGAVE	DATO	ERSTATTER	HVA ER ENDRET
REV A	21 AUG 2007	INGEN	FØRSTE UTGAVE PÅ NORSK

1 - Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Handelsnavn: Rensevæske, konsentrert
Produktnr: 200719

Leverandør:
BioDETECT AS
Olaf Helsetsvei 5
0694 Oslo
Norge
Telefon: 22628152

Nødtelefon Giftinformasjonssentralen 22591300

2 - Opplysninger om kjemisk sammensetning

Handelsnavn	CAS nr.	EC nr.	Annex I Indeksnr.
Rense væske, konsentrert	Ingen	Ingen	Ingen

Innholdsstoffer	Navn	Prosent	CAS nr.	EC nr.	Annex I Indeksnr.
	-Triton x-100	≤1,0	Ingen	Ingen	Ingen
	-RENSET VANN	≥99,0	Ingen	Ingen	Ingen

3 - Viktigste faremomenter

VIKTIGSTE FAREMOMENTER FOR HELSE OG MILJØ.
Dette produktet skal ikke klassifiseres i henhold til gjeldende Lovgivning.

4 - Førstehjelpstiltak

INNÅNDING
Ved innånding, fjern personen til frisk luft.
HUDKONTAKT
Ved hudkontakt, vask huden med såpe og vann.
ØYEKONTAKT
Ved øyekontakt, skylle med mye vann.
SVELGING
Ved svelging, skylle munnen med vann. Ikke drikk.

5 - Tiltak ved brannslukning

BRANNSLUKNINGSMIDLER
Egnet: Vanndusj. Karbondioksid, pulver eller skum.
SPESIELLE FARER
Ingen
SPESIELT VERNEUTSTYR FOR BRANNMANNSKAP.
Bruk åndedrettsvern og verneklær for å unngå kontakt med hud og øyne.

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
PostBoks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks: 22 62 81 51
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. 200719	Name Rensevæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 2(4)
------------------------------	--	------------------------------	-----------------	-----------

6 - Tiltak ved utilsiktet utslipp

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONER
Unngå å store mengder, sørg for god ventilasjon
SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ
La ikke produktet gå i avløpssystemet
METODER TIL OPPRYDDING OG RENGJØRING
Vask området. Avfall i egnede beholdere.

7 - Håndtering og oppbevaring

HÅNDBTERING

Normale forhåndsregler for forebyggende brannbeskyttelse. Unngå kontakt med hud og øyne.

OPPBEVARING

Forholdsregler ved lagring: Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares på et tørt sted.
Oppbevares ved 2-8°C.

SPESIELLE BETINGELSER:

Ingen

8 - Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier

GENERELLE HYGIENISKE RUTINER

Vask etter bruk.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Åndedrettsvern: Er ikke påkrevd.

Arbeidshansker: Bør brukes.

Øyevern: vernebriller bør brukes.

9 - Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysikalsk tilstand Form/konsistens: Væske

Egenskaper	Verdi	Ved temperatur eller trykk
pH	Ikke tilgjengelig	
Kokepunkt	Ikke tilgjengelig	
Smeltepunkt	Ikke tilgjengelig	
Flammepunkt	Ikke tilgjengelig	
Brennbarhet	Ikke tilgjengelig	
Selvantennelsestemperatur	Ikke tilgjengelig	
Oksiderende egenskaper	Ikke tilgjengelig	
Eksplorative egenskaper	Ikke tilgjengelig	
Eksplasjonsgrenser	Ikke tilgjengelig	
Damptrykk	Ikke tilgjengelig	
Tetthet (g/m ³)	Ikke tilgjengelig	
fordelingskoeffisient		
log Kow	Ikke tilgjengelig	
Viskositet	Ikke tilgjengelig	
Damptetthet	Ikke tilgjengelig	
Mettet dampkonsentrasjon	Ikke tilgjengelig	
Fordampningshastighet	Ikke tilgjengelig	
Bulktetthet	Ikke tilgjengelig	
Dekomponeringstemperatur	Ikke tilgjengelig	
Innhold av løsningsmiddel	Ikke tilgjengelig	
Vanninnhold	>99%	
Overflatespenning	Ikke tilgjengelig	

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
PostBoks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks: 22 62 81 51
E-mail: mail@biodetect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad

Produkt No. 200719	Name Rensevæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 3(4)
------------------------------	--	------------------------------	-----------------	-----------

Ledningsevne Ikke tilgjengelig
Diverse data Ikke tilgjengelig
Løselighet oppløses i vann

10 - Stabilitet og reaktivitet

STABILITET

Stabilitetsforhold: Stabil.

Materialer som bør unngås: Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer, Sterke baser.

FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER

Danner Karbonoksider ved brann.

11 - Opplysninger om helsefare

SYMPTOMER PÅ EKSPONERING

Ingen data tilgjengelig.

OPPTAKSVEI

Innånding: Kan være skadelig hvis store mengder pustes inn.

Hudkontakt: kan forårsake hud irritasjon

Hud absorpsjon: ingen.

Øyekontakt: Øyne kan irriteres.

Svelging: Må ikke svelges.

12 - Opplysninger om miljøfare

Er ikke miljøfarlig, i dette konsentrat, men Triton X-100 i ren form er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake langtidsvirkninger i vann miljø

13 - Fjerning av kjemikalieavfall

AVFALLSHÅNDTERING

Overhold alle statlige, kommunale og lokale miljøbestemmelser.

14 - Opplysninger om transport

RID/ADR

Ikke farlig ved veitransport.

IMDG

Ikke farlig ved sjøtransport.

IATA

Ikke farlig ved lufttransport.

15 - Opplysninger om lover og forskrifter

Dette produktet skal ikke klassifiseres i henhold til gjeldende lovgivning.

Forsiktighet: Stoffet er ennå ikke fullstendig undersøkt.

16 - Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

GARANTI:

Informasjonen over antas å være korrekt, men inkluderer ikke nødvendigvis all informasjon om stoffet og skal derfor bare brukes som veiledning.

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
PostBoks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks: 22 62 81 51
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA

Produkt No. 200719	Name Rensevæske, konsentrert	Utskrevet Dato 2007-08-30	Rev A	Side 4(4)
------------------------------	--	------------------------------	-----------------	-----------

BioDETECT AS skal ikke bli holdt ansvarlig for noen som helst skade som følge av håndtering eller kontakt med produktet over.

ANVENDELSE/REFERANSER

Kun til forskning og analyse. Ikke til medisinsk bruk, husholdning eller annet bruk.

BioDETECT AS

Olaf Helsets vei 5
PostBoks 56 Bogerud
0621 OSLO

Telefon: 22 62 81 52
Telefaks: 22 62 81 51
E-mail: mail@biodtect.no

Hjemmeside: <http://www.biodetect.no>
Foretaks nr: 984 073 305 MVA